

Anticorpo Policlonal De Coelho Nat2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P11245

Número do item: CM0013388



introdução

Anticorpo policlonal de coelho NAT2 para aplicações em WB, IHC-P e ELISA. Reage com NAT2 humano, de rato e de camundongo (SWISS: P11245). Adequado para estudos de metabolismo de fármacos, bioativação de carcinógenos e farmacogenômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho NAT2
Observações/Apêndice	AAC2; PNAT; NAT-2; NAT2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10
GeneID	10
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 171-290 do NAT2 humano (NP_000006.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11245
Peso Proteico	34kDa
Envio	Saco de Gelo