


Anticorpo Policlonal De Coelho Nav2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8IVL1

Número do item: CM0018806



introdução

A CamelBio oferece o anticorpo policlonal de coelho NAV2 (SWISS Q8IVL1) específico para NAV2 humano. Validado para WB, IHC-P, ELISA; detecta proteína de 268kDa envolvida no desenvolvimento neuronal e organização do citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NAV2 Rabbit pAb
Observações/Alias	HELAD1; RAINB1; POMFIL2; UNC53H2; STEERIN2; NAV2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	89797
ID do Gene	89797
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1800-1980 do NAV2 humano (NP_660093.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8IVL1
Peso da Proteína	268kDa
Transporte	Bolsa de gelo