

Anticorpo Policlonal Ncapd2 Para Wb E Elisa - Q15021

Número do item: CM0022552

introdução

Anticorpo policlonal de coelho NCAPD2 validado para aplicações de WB e ELISA, com reatividade em amostras humanas, de camundongo e de rato. Subunidade 1 do complexo condensina, essencial para pesquisas sobre condensação cromossômica e mitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NCAPD2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CNAP1; CAP-D2; MCPH21; hCAP-D2; NCAPD2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9918
ID do Gene	9918
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1250-1350 do NCAPD2 humano (NP_055680.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB,ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15021
Peso da Proteína	157kDa
Envio	Saco com gelo