


Ncr3 Rabbit Pab Para Wb, Elisa - O14931

Número do item: CM0029910



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho (pAb) NCR3 de alta qualidade para WB, ELISA. Reage com NCR3 humano (NKp30, 22kDa). Ideal para pesquisa de citotoxicidade de células NK e imunologia do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NCR3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	1C7; MALS; CD337; LY117; NKp30; NCR3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	259197
GeneID	259197
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-135 do NCR3 humano (NP_667341.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O14931
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Saco de gelo