

Anticorpo Monoclonal De Coelho Ncs1 Para Wb E Elisa - P62166

Número do item: CM0002129



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho NCS1 recombinante validado para Western blot e ELISA. Detecta o sensor de cálcio neuronal 1 humano, de camundongo e de rato com uma banda prevista de 22 kDa. Ideal para pesquisas em neurociência e sinalização de cálcio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NCS1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	FLUP; FREQ; NCS1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23413
Imunogênio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 91-190 do NCS1 humano (P62166).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62166
Peso Proteico	22kDa
Envio	Saco de gelo