

Ndp Rabbit Pab - Q00604

Número do item: CM0020859



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Norrina (NDP) para aplicações de Western blot e ELISA. Reage com a NDP humana. Ideal para pesquisas sobre vascularização da retina e sinalização Wnt.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	NDP Rabbit pAb
Observações/Alias	ND; EVR2; FEVR; NDP
Espécie	Humana
GeneID (humano)	4693
GeneID	4693
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-133 da NDP humana (NP_000257.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	Q00604
Peso da proteína	15 kDa
Envio	Bolsa de gelo