


Anticorpo Policlonal De Coelho Ndufa2 Para Wb, If/Icc, Elisa - O43678

Número do item: CM0031037



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NDUF2 humana (subunidade Complexo I-B8), validado para Western blot, imunofluorescência/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa de cadeia respiratória mitocondrial e doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NDUF2 Rabbit pAb
Observações/Alias	B8; CD14; CIB8; MC1DN13; NDUF2
Espécie	Humano
GeneID	4695
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-95 da NDUF2 humana (NP_002479.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43678
Peso Proteico	11kDa
Envio	Bolsa de gelo