


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ndufa4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00483

Número do item: CM0020849



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-NDUFA4 de alta qualidade, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre a cadeia respiratória mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	NDUFA4 Rabbit pAb
Observações/Alcunhas	MLRQ; CI-9k; COXFA4; MISTR1; MRCAF1; CI-MLRQ; MC4DN21; NDUFA4
Espécie	Humana
GeneID (humano)	4697
GeneID	4697
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-81 da NDUFA4 humana (NP_002480.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	O00483
Peso da proteína	9kDa
Envio	Bolsa de gelo