


Anticorpo Policlonal De Coelho Ndufb5 Para Wb, Elisa - O43674

Número do item: CM0029429



introdução

O pAb de Coelho NDUF5 detecta o NDUF5 humano, uma subunidade acessória do Complexo I mitocondrial, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Validado para WB e ELISA. Ideal para pesquisas da cadeia respiratória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NDUF5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SGDH; CISGDH; NDUF5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4711
ID do Gene	4711
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-189 do NDUF5 humano (NP_002483.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43674
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Saco com gelo