


Anticorpo Policlonal De Coelho Ndufs4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43181

Número do item: CM0025220



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho NDUF54 validado para WB, IHC-P e ELISA. Tem como alvo a subunidade de 20 kDa do Complexo I mitocondrial. Reage de forma cruzada com humano, rato e rato. Ideal para estudos da cadeia respiratória e doenças mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	NDUF54 pAb de Coelho
Observações/Apêndice	AQDQ; CI-18; MC1DN1; CI-AQDQ; CI-18 kDa; NDUF54
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4724
GeneID	4724
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-175 do NDUF54 humano (NP_002486.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	O43181
Peso Proteico	20kDa
Envio	Saco de gelo