

## Anticorpo Policlonar De Coelho Neurl1B Para Wb, Ihc-P, Elisa - A8Mq27

Número do item: CM0019866

### introdução

Anticorpo policlonar de coelho NEURL1B validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Tem como alvo a E3 ubiquitina-proteína ligase NEURL1B, um regulador da via Notch com localização citoplasmática.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro                  | Valor                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto            | pAb de Coelho NEURL1B                                                                                                           |
| Observações/Alias          | neur2; NEURL3; RNF67B; hNeur2; NEURL1B                                                                                          |
| Espécie                    | Humano                                                                                                                          |
| GeneID (Humano)            | 54492                                                                                                                           |
| GeneID                     | 54492                                                                                                                           |
| Imunógeno                  | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 270-440 da NEURL1B humana (NP_001136123.1) |
| Origem                     | Coelho                                                                                                                          |
| Categoria                  | Anticorpos Policlonais                                                                                                          |
| Aplicação                  | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                |
| Reatividade Cruzada        | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                        |
| SWISS                      | A8MQ27                                                                                                                          |
| Peso Molecular da Proteína | 59kDa                                                                                                                           |
| Envio                      | Bolsa de gelo                                                                                                                   |