

Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Neurod1 Para Wb E Elisa - Q13562

Número do item: CM0003005

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra NeuroD1 humano (bHLHa3, BETA2). Validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada a camundongo. Adequado para pesquisa em neurogênese e diabetes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Anti-NeuroD1 de Coelho
Observações/Apelidos	T2D; BETA2; BHF-1; MODY6; NEUROD; bHLHa3; NeuroD1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4760
GeneID	4760
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do NeuroD1 humano (NP_002491.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q13562
Peso da Proteína	40kDa
Transporte	Saco de gelo