

Anticorpo Monoclonal De Coelho Contra Neurofilament H Para Wb - P12036

Número do item: CM0006828

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra o Neurofilament H humano (NFH), validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas neuronais e estudos de doenças neurodegenerativas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho contra Neurofilament H
Observações/Apelido	NFH; CMT2CC; Neurofilament H
Espécie	Humana
ID do Gene	4744
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 873–1020 do Neurofilament H humano. (NP_066554.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P12036
Peso da Proteína	112 kDa
Envio	Bolsa de gelo