

## Mab De Coelho Contra Neurofilamento M Para Wb, If/Icc, Elisa - P07197

Número do item: CM0002712

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Neurofilamento M humano (NFM, NEF3, Neurofilamento 3). Validado para Western blot, imunofluorescência/ICC e ELISA. Ideal para o estudo do citoesqueleto neuronal e organização dos neurofilamentos.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | mAb de Coelho contra Neurofilamento M                                                                                                  |
| Observações/Apelidos | NFM; NEF3; NF-M; Neurofilamento M                                                                                                      |
| Espécie              | Humano                                                                                                                                 |
| GeneID (Humano)      | 4741                                                                                                                                   |
| GeneID               | 4741                                                                                                                                   |
| Imunógeno            | Peptídeo Sintético Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 600-700 do Neurofilamento M humano (P07197). |
| Origem               | Coelho                                                                                                                                 |
| Categoria            | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                 |
| Aplicação            | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                      |
| Reatividade Cruzada  | Humano                                                                                                                                 |
| SWISS                | P07197                                                                                                                                 |
| Peso da Proteína     | 102 kDa                                                                                                                                |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                                                                          |