

Neurog1 Pab De Coelho - Q92886

Número do item: CM0025902

introdução

Anticorpo policlonal de coelho para NEUROG1 validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com espécies humanas e de camundongo. Tem como alvo um regulador transcricional de 26kDa envolvido na diferenciação neuronal. Apenas para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NEUROG1 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	AKA; ngn1; Math4C; bHLHa6; NEUROD3; NEUROG1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4762
GeneID	4762
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-237 da NEUROG1 humana (Q92886)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q92886
Peso da Proteína	26kDa
Transporte	Bolsa de gelo