


Anticorpo Policlonado De Coelho Para Nf-Kb P65/Rela - Q04206

Número do item: CM0020593



introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado à subunidade p65/RelA do NF-kB, validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudos de inflamação, imunidade e regulação transcricional. - Q04206

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NF-kB p65/RelA Rabbit pAb
Observações/Apelidos	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; NF-kB p65/RelA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5970
GeneID	5970
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 450-550 da NF-kB p65/RelA humana (NP_068810.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q04206
Peso da Proteína	60 kDa
Transporte	Bolsa de gelo