


Nf-Kb2 Rabbit Pab - Anticorpo Policlonal Para Wb, If/Icc, Elisa - Q00653

Número do item: CM0015368



introdução

O Anticorpo Policlonal de Coelho NF-κB2 (pAb) detecta as subunidades p100/p52 em WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano e camundongo. Adequado para pesquisas da via NF-κB, resposta imune e estudos de inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NF-κB2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF-κB2; p49/p100; NF-κB2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4791
GeneID	4791
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 690-899 do NF-κB2 humano (NP_002493.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q00653
Peso da Proteína	97kDa
Envio	Saco de gelo