


Anticorpo Policlonal De Coelho Nf-Kb2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q00653

Número do item: CM0026282



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o NF- κ B2/p100/p52 humano. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar sinalização NF-kappa-B, inflamação e imunidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	NF- κ B2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF- κ B2; p49/p100; NF- κ B2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4791
ID do Gene	4791
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 690-899 do NF- κ B2 humano (NP_002493.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q00653
Peso da Proteína	97kDa
Envio	Saco com gelo