


Nfasc Pab De Coelho - O94856

Número do item: CM0030834



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a Neurofascina humana (NFASC), uma proteína de adesão celular de 150kDa. Validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa em neurociência sobre extensão de neuritos, orientação axonal e mielinização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NFASC pAb de Coelho
Observações/Apelido	NF; NRCAML; NEDCPMD; NFASC
Espécie	Humano
GeneID (humano)	23114
GeneID	23114
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O94856
Peso da Proteína	150kDa
Envio	Saco de gelo