


Nfatc2 Rabbit Pab - Q13469

Número do item: CM0030417



introdução

NFATC2 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal produzido contra a proteína NFATC2 recombinante humana, adequado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Ele detecta NFATC2 (100 kDa) em amostras humanas, de camundongo e rato, sendo ideal para o estudo da sinalização de NFAT na ativação de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NFATC2 Rabbit pAb
Observações/Alias	JCOSL; NFAT1; NFATP; NFATC2
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	4773
GeneID	4773
Imunogeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 de NFATC2 humano (NP_775114.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13469
Peso da Proteína	100kDa
Transporte	Bolsa de gelo