

Anti-Nfatc4 De Coelho Para Wb E Elisa - Q14934

Número do item: CM0024542



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a NFATC4 (NFAT3), validado para Western blot e ELISA. Detecta NFATC4 humano e de camundongo, um fator de transcrição envolvido no desenvolvimento imunológico, cardíaco e neural.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anti-NFATC4 pAb de Coelho
Observações/Alias	NFAT3; NF-AT3; NF-ATC4; NFATC4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4776
GeneID	4776
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 560-710 da NFATC4 humana (NP_004545.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q14934
Peso Proteico	95kDa
Envio	Bolsa de gelo