


Nfkb1 Pab De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - P19838

Número do item: CM0015082



introdução

pAb de coelho contra NFkB1 (p105/p50) para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta NFkB1 humano, de camundongo e de rato, um fator de transcrição fundamental na inflamação e na imunidade. Ideal para pesquisas sobre sinalização e doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra NFkB1
Observações/alias	KBF1; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFkB-p50; NFkappaB; NF-kappaB; NFkB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; NFkB1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	4790
GeneID	4790
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 41-365 de NFkB1 humano (NP_001158884.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P19838
Peso da proteína	105 kDa
Transporte	Bolsa de gelo