


Anticorpo Policlonar De Coelho Nfkb1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P19838

Número do item: CM0026003



introdução

Anticorpo Policlonar de Coelho NFKB1 (P19838) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA em humanos, camundongos e ratos. Tem como alvo o precursor p105 do NF-kB e a subunidade p50, reguladores chave das respostas imunes e inflamatórias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NFKB1 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	KBF1; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NFkappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; NFKB1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4790
GeneID	4790
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 41-365 do NFKB1 humano (NP_001158884.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P19838
Peso Proteico	105kDa
Transporte	Bolsa de gelo