

Anticorpo Policlonal De Coelho Nfs1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y697

Número do item: CM0018225



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a cisteína dessulfurase NFS1. Validado para WB, IF/ICC e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas sobre biogênese de clusters ferro-enxofre e mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	NFS1 pAb Coelho
Observações/Apelido	IscS; NIFS; COXPD52; HUSSY-08; NFS1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9054
GeneID	9054
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 208-457 do NFS1 humano (NP_066923.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y697
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Saco com gelo