

Anticorpo Monoclonal De Coelho Nfya Para Wb, Ip, Ihc-P, Chip, Elisa - P23511

Número do item: CM0011041



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante contra NFYA (NF-YA), validado para WB, IP, IHC-P, ChIP e ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Ideal para estudos de transcrição e cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho NFYA
Observações/Apelido	HAP2; CBF-A; CBF-B; NF-YA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4800
ID do Gene	4800
Imunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 262-332 do NFYA humano (NP_002496.1))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IHC-P, ChIP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23511
Peso da Proteína	34kDa/37kDa
Envio	Saco de gelo