

Anticorpo Policlonal De Coelho Ngef Para Wb, If/Icc - Q8N5V2

Número do item: CM0021217

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho NGEF validado para Western blot, imunofluorescência/ICC e ELISA. Detecta níveis endógenos de Ephexina-1 (NGEF) em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de orientação de axônios e neurogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NGEF Rabbit pAb
Observações/Alias	EPHEXIN; ARHGEF27; NGEF
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	25791
ID do Gene	25791
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 429-710 da NGEF humana (NP_062824.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N5V2
Peso da Proteína	82kDa
Envio	Bolsa de gelo