

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nitro-Tirosina Para Wb, Elisa

Número do item: CM0000011

introdução

Explore o Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Nitro-Tirosina, validado para WB e ELISA, reconhecendo modificações de nitrotirosina em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa de estresse oxidativo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Nitro-Tirosina (pAb)
Imunógeno	Compostos químicos correspondentes à Nitro-Tirosina
Fonte	Coelho
Categoria	Outros Anticorpos Modificados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
Envio	Saco de gelo