

Nlrppab De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9C000

Número do item: CM0019951



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o NLRP1 humano (SWISS: Q9C000), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de imunidade inata, inflamassoma e piroptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NLRP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	NAC; JRRP; MSPC; AIADK; CARD7; CITED; NALP1; SLEV1; DEFCAP; PP1044; VAMAS1; CLR17.1; DEFCAP-L/S; NLRP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	22861
GeneID	22861
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1370-1473 do NLRP1 humano (NP_127497.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9C000
Peso da Proteína	166kDa
Envio	Saco com gelo