


Mab De Coelho Anti-Nlrp3 - Q8R4B8

Número do item: CM0007662



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-NLRP3 para amostras de camundongo, adequado para WB, IF/ICC, IP e ELISA. O NLRP3 é um sensor-chave do inflamassoma que medeia a secreção de IL-1 β e a piroptose. Ideal para pesquisas sobre imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-NLRP3
Observações/Alcunhas	FCU; MWS; FCAS; Cias1; Mmig1; NALP3; Pypaf1; Ail/AVP; AGTAVPRL; NLRP3
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	114548
GeneID	216799
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 do NLRP3 de camundongo (NP_665826.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	Q8R4B8
Peso da proteína	118 kDa
Envio	Bolsa de gelo