


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nlrp3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8R4B8

Número do item: CM0022503



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-NLRP3 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Produzido contra os aminoácidos 1-93 do Nlrp3 de camundongo. Explore as vias do inflamassoma NLRP3 com este alvo de 118 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	NLRP3 pAb de coelho
Observações/Apelidos	FCU; MWS; FCAS; Cias1; Mmig1; NALP3; Pypaf1; Ail/AVP; AGTAVPRL; NLRP3
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	216799
GeneID	216799
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-93 do NLRP3 de camundongo (NP_665826.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q8R4B8
Peso da proteína	118 kDa
Envio	Bolsa de gelo