


Anticorpo Policlonal Nlrp3 Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96P20

Número do item: CM0026163



introdução

Anticorpo NLRP3 coelho de alta qualidade para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage com NLRP3 humano, de rato e camundongo (~118 kDa). Ideal para estudar ativação do inflamassoma, secreção de IL-1 β e distúrbios autoinflamatórios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NLRP3 Coelho pAb
Observações/Apelido	AIL; AVP; FCU; MWS; FCAS; KEFH; CIAS1; FCAS1; NALP3; C1orf7; CLR1.1; DFNA34; PYPAF1; AGTAVPRL; NLRP3
Espécie	Humano
ID do Gene	114548
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-210 do NLRP3 humano (NP_004886.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96P20
Peso da Proteína	118 kDa
Envio	Saco de Gelo