


NlrX1 Rabbit Pab - Q86Ut6

Número do item: CM0026586



introdução

NLRX1 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal validado para WB, IP, ELISA. Detecta uma proteína mitocondrial de 108kDa em humanos, camundongos e ratos, e atua como um regulador negativo da imunidade inata antiviral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NLRX1 Rabbit pAb
Observações/Alias	NOD5; NOD9; NOD26; DLNB26; CLR11.3; NLRX1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	79671
ID do Gene	79671
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 87-360 do NLRX1 humano (NP_078894.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q86UT6
Peso da Proteína	108kDa
Envio	Saco de gelo