


Anticorpo Policlonal De Coelho Nm23 Para Ihc-P E Elisa - P15531 / P22392

Número do item: CM0023973



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o nm23 humano (NME1/NME2) para aplicações de IHC-P e ELISA. Detecta nm23 humano e de rato. Adequado para pesquisa de nucleosídeo difosfato quinase, metástase e motilidade celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	nm23 pAb de Coelho
Observações/Apelido	NB; AWD; NBS; GAAD; NDKA; NM23; NDPKA; NDPK-A; NM23-H1; PUF; NDKB; NDPKB; NM23B; NDPK-B; NM23-H2; nm23
Espécie	Humano
ID do Gene	4830/4831
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-152 do nm23 humano (NP_000260.1/NP_002503.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P15531/P22392
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Saco de gelo