


Nme4 Coelho Pab - O00746

Número do item: CM0028121



introdução

NME4 Coelho pAb é um anticorpo policlonal contra NME4 humano, adequado para WB e ELISA. Ele reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato, sendo valioso para estudar a quinase de nucleosídeo difosfato mitocondrial e as funções de transferência de fosfolipídios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NME4 Coelho pAb
Observações/Apelido	NDPK-D; NM23H4; nm23-H4; NME4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4833
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-187 do NME4 humano (NP_005000.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00746
Peso Proteico	21kDa
Envio	Saco de Gelo