


Pab De Coelho Contra Yap1-S127 Não Fosforilado Para Wb, Ihc-P, Elisa - P46937

Número do item: CM0020946



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que reconhece YAP1 não fosforilado em Ser127; validado para WB, IHC-P e ELISA em humano, camundongo e rato. Essencial para estudos de pesquisa em sinalização Hippo e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho contra YAP1-S127 não fosforilado
Observações/Alias	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; Non-phospho-YAP1-S127
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10413
GeneID	10413
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 da YAP1 humana (NP_001123617.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P46937
Peso Proteico	54kDa
Envio	Bolsa de gelo