


Nop10 Coelho Pab - Q9Npe3

Número do item: CM0021660



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NOP10 (subunidade 3 da ribonucleoproteína H/ACA). Validado para WB e ELISA, reage com humano e camundongo. Para pesquisa de biogênese de ribossomos e manutenção de telômeros.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NOP10 Coelho pAb
Observações/Apelidos	DKCB1; NOLA3; NOP10P; NOP10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55505
GeneID	55505
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-64 da NOP10 humana (NP_061118.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NPE3
Peso Molecular da Proteína	8kDa
Envio	Bolsa de gelo