


Nop58 Rabo Pab Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2X3

Número do item: CM0027576



introdução

Anticorpo policlonal de coelho NOP58 de alta especificidade validado para WB, IF/ICC e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato; ideal para pesquisa de biogênese de ribossomos e snoRNP.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NOP58 Rabo pAb
Observações/Alias	NOP5; HSPC120; NOP5/NOP58; NOP58
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	51602
ID do Gene	51602
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 360-529 da NOP58 humana (NP_057018.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y2X3
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Saco de gelo