

Notch3 Coelho Pab - Q9Um47

Número do item: CM0026607



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NOTCH3 para aplicações em WB, IF/ICC e ELISA. Validado em humano, rato, rato. Ideal para investigar a sinalização Notch, determinação do destino celular e mecanismos da doença CADASIL.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NOTCH3 Coelho pAb
Observações/Apelido	IMF2; LMNS; CASIL; CADASIL; CADASIL1; NOTCH3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4854
GeneID	4854
Imunogénio	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1520-1640 do NOTCH3 humano (NP_000426.2))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9UM47
Peso Proteico	244kDa
Envio	Saco de gelo