

Anticorpo Policlonal De Coelho Nox5 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Ph1

Número do item: CM0026535



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o NOX5 humano, uma oxidase NADPH dependente de cálcio. Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Ideal para estudar a geração de superóxido, sinalização de ROS e angiogénese em células endoteliais e imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NOX5 Rabbit pAb
Observações/Pseudônimo	NOX5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	79400
GeneID	79400
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 661-765 do NOX5 humano (NP_078781.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96PH1
Peso Proteico	86kDa
Envio	Saco de gelo