


## Noxa1 Pab De Coelho Para Wb E Elisa - Q86Ur1

Número do item: CM0014030



### introdução

NOXA1 pAb de Coelho é um anticorpo policlonal validado para Western blotting e ELISA, com reatividade cruzada contra humano, camundongo e rato. Ele visa a NOXA1, um ativador chave da NADPH oxidase na produção de ROS, apoiando estudos em estresse oxidativo, defesa do hospedeiro e transdução de sinais.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                             |
|----------------------|-----------------------------------|
| Nome do Produto      | NOXA1 pAb de Coelho               |
| Observações/Apelidos | p51NOX; NY-CO-31; SDCCAG31; NOXA1 |
| Espécie              | Humana                            |
| ID do Gene (Humano)  | 10811                             |
| ID do Gene           | 10811                             |
| Imunógeno            | Proteína recombinante             |
| Origem               | Coelho                            |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais            |
| Aplicação            | WB, ELISA                         |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato          |
| SWISS                | Q86UR1                            |
| Peso da Proteína     | 51kDa                             |
| Envio                | Bolsa de gelo                     |