


Anticorpo Policlonico De Coelho Nphp3 Para Wb E Elisa - Q7Z494

Número do item: CM0025379



introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra NPHP3 humano (Nefrocistina-3), validado para WB e ELISA. Imunógeno recombinante (aa1-130). Reage cruzadamente com camundongo. Para pesquisa em ciliopatias e sinalização Wnt.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NPHP3 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	MKS7; NPH3; RHPD; RHPD1; SLSN3; CFAP31; NPHP3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	27031
GeneID	27031
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-130 de NPHP3 humano (NP_694972.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlinais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q7Z494
Peso da Proteína	151kDa
Envio	Bolsa de gelo