

Anticorpo Policlonal De Coelho Contra Npm1 (B23, Npm) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06748

Número do item: CM0020671



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra NPM1 humano (Nucleofosmina, B23). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Para pesquisas sobre biogênese de ribossomos, duplicação do centrôssomo e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra NPM1
Observações/Alias	B23, NPM, NPM1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4869
GeneID	4869
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 9–122 da NPM1 humana (NP_002511.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P06748
Peso da proteína	33 kDa
Envio	Bolsa de gelo