


## Nppa Rabbit Pab - P01160

Número do item: CM0023410



### introdução

NPPA Rabbit pAb é um anticorpo policlonal validado para WB, IF-P e ELISA. Reconhece NPPA (ANP) humano e reage cruzadamente com camundongo e rato, ideal para pesquisas cardiovasculares e renais.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | NPPA Rabbit pAb                                                                                                           |
| Observações/Apelido | ANF; ANP; CDD; CDP; PND; ATRFB6; ATRST2; CDD-ANF; NPPA                                                                    |
| Espécie             | Humano                                                                                                                    |
| GeneID (Humano)     | 4878                                                                                                                      |
| GeneID              | 4878                                                                                                                      |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-151 do NPPA humano (NP_006154.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                    |
| Aplicação           | WB, IF-P, ELISA                                                                                                           |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                  |
| SWISS               | P01160                                                                                                                    |
| Peso da Proteína    | 16 kDa                                                                                                                    |
| Envio               | Saco com gelo                                                                                                             |