


Npr3 Rabbit Pab Para Wb, If/Icc, Elisa - P17342

Número do item: CM0024259



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NPR3 humana (receptor de depuração de peptídeo natriurético). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reação cruzada com humano, camundongo e rato. Adequado para estudar vias de sinalização biológica cardiovascular e óssea.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NPR3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	NPRC; ANP-C; ANPRC; BOMOS; NPR-C; ANPR-C; GUCY2B; C5orf23; NPR3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4883
ID do Gene	4883
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-480 do NPR3 humano (NP_001191304.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17342
Peso Proteico	60kDa
Envio	Bolsa de gelo