

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Npy Para Western Blot, Imunofluorescência, Imunohistoquímica, Elisa - P01303

Número do item: CM0004475



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-NPY para WB, IF, IHC, ELISA. Detecta Neuropeptídeo Y (PYY4) humano, de camundongo e rato. Perfeito para pesquisa em neurobiologia e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-NPY
Observações/Apelido	PYY4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4852
GeneID	4852
Imunógeno	Um peptídeo sintetizado derivado do NPY humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01303
Peso Proteico	11 kDa
Envio	Saco de Gelo