

Nrn1L Pab De Coelho Para Wb, Elisa - Q496H8

Número do item: CM0021877

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NRN1L (pAb) para WB e ELISA, validado em humanos, camundongos e ratos. Anticorpo contra a proteína semelhante à neuritina de 18 kDa para pesquisas sobre membrana celular e âncora GPI.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NRN1L pAb de coelho
Observações/Apelido	UNQ2446; cpg15-2; MRCC2446; NRN1L
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	123904
ID do Gene	123904
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 39-139 da NRN1L humana (Q496H8)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q496H8
Peso da Proteína	18 kDa
Envio	Bolsa de gelo