


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ntan1 Para Wb E Elisa - Q96Ab6

Número do item: CM0013366



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra NTAN1 humano (PNAA/PNAD), validado para WB e ELISA com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para o estudo da degradação de proteínas pela regra do N-terminal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	NTAN1 pAb de coelho
Observações/alias	PNAA; PNAD; NTAN1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	123803
GeneID	123803
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-310 de NTAN1 humano (NP_775745.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q96AB6
Peso da proteína	35 kDa
Transporte	Bolsa de gelo