


Anticorpo Policloonal De Coelho Ntf3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P20783

Número do item: CM0014202



introdução

Anticorpo Policloonal de Coelho NTF3 validado para Western blot (WB), IHC-P e ELISA. Reconhece a neurotrofina-3 humana e de camundongo, um fator de crescimento secretado fundamental para a sobrevivência de neurônios sensoriais. Ideal para pesquisa em neurociência e desenvolvimento de ensaios para DxI.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NTF3 pAb de Coelho
Observações/Alias	NT3; HDNF; NGF2; NT-3; NGF-2; NTF3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4908
GeneID	4908
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-257 da NTF3 humana (NP_002518.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P20783
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Bolsa de gelo