


Nthl1 Rabbit Pab Para Wb, Elisa - P78549

Número do item: CM0029716



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a NTHL1 humana, validado para WB e ELISA. Detecta uma proteína de 34 kDa, ideal para pesquisa de reparo por excisão de bases e danos oxidativos ao DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NTHL1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	FAP3; NTH1; OCTS3; hNTH1; NTHL1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	4913
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 de NTHL1 humana (NP_002519.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P78549
Peso da Proteína	34 kDa
Envio	Bolsa de gelo