

Anticorpo Policlonal De Coelho Ntn5 Para Wb E Elisa - Q8Wtr8

Número do item: CM0016633

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho NTN5 validado para WB e ELISA em humano, rato, camundongo. Direciona a netrina-5, uma proteína secretada essencial para o posicionamento do neurônio motor. Detecta banda de ~53kDa. Q8WTR8.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho NTN5
Observações/Apelido	NTN5; netrina-5
Espécie	Humano
GeneID	126147 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 340-489 da NTN5 humana (NP_665806.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8WTR8
Peso Proteico	53kDa
Envio	Saco de gelo